


MU-M19

Microscópio de Mesa - DFVasconcellos

A linha de Microscópios de Mesa DFVasconcellos é altamente versátil e possui a mesma qualidade óptica dos outros microscópios da empresa.

Compacto e poderoso. O melhor custo x benefício, alinhando qualidade, confiabilidade e um preço acessível.

Excelência para o ensino e pesquisa médica.



DFVASCONCELLOS

MU-M19

É o microscópio de bancada da DFVasconcellos e tem como principal vantagem a mesma cabeça óptica e sistema de iluminação de LED dos outros microscópios da empresa, proporcionando qualidade óptica, alta intensidade de luz, possibilidade de uso de sistema de foto e binocular secundário.




Sua estrutura e seu braço pantográfico é o ideal para eventos, cursos e pesquisas acadêmicas ou médicas, tornando-se o microscópio ideal para um maior número de especialidades.

ACESSÓRIOS



Binocular
inclinável 0-60°



Divisor de
imagem 50/50

MU-M19MF

Esse equipamento tem as mesmas características do MU-M19, além de ter um sistema de **Microfocalização motorizada, controlada por pedal**, para maior precisão e comodidade do usuário, mantendo suas mãos livres durante os procedimentos.



Adaptador de câmara SLR



DESCRIÇÃO TÉCNICA E MEDIDAS

| | | M19 | M19MF |
|------------|---------------------------|---|------------------|
| Cabeça | Seleção de aumento | Tipo Tambor | |
| | Objetiva | 200mm | |
| | Oculares | 12,5x | |
| | Binóculo | 45 graus | |
| | Total de aumentos | 4x, 6x, 10x, 16x e 25x | |
| | Campo observado | 55mm, 34mm, 21mm, 13mm, 8mm | |
| | Distância interpupilar | 55 a 77mm | |
| | Focalização | Manual na objetiva | Motorizado |
| Iluminação | Fonte de luz | LED | |
| | Campo de iluminação | 55 | |
| | Iluminação controle | Ajuste por botão giratório na cabeça | |
| | Intensidade da iluminação | Acima de 100 mil LUX | |
| | Filtros | Laranja/Verde | Laranja ou Verde |
| Estativa | Estativa | De mesa | |
| | Extensão máxima de braço | 860mm | 960mm |
| | Curso braço vertical | 550 | |
| Outros | Binóculo | 0-60° | |
| | Divisor | MC-A236 - Uma saída ou MC-A50 Duas Saídas | |
| | Adaptador de câmera | MC-A52 ou MC-A367 | |
| | Ocular | 10x | |

DFV COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA

comercial@dfv.com.br - <https://dfv.com.br>

Comercial: +55 21 98283-3611

Sales: +55 11 98439-2343

SAC/Assistência Técnica: +55 11 98439-2243

Rodovia RJ 145, Km 71, S/N. - Valença
Rio de Janeiro - CEP 27600-000 - Brasil

